

Hinweise zur Bestellung einer Panthera UKPS

Bissnahme in der Praxis

- George-Gauge-Bissgabel, 5mm, lang
- Gewünschte/ maximale Protrusion
- Schlussbiss nicht möglich

Modellerstellung klassisch:

- Silikonabformungen OK/UK und Bissgabel
- UPS-Abholung durch uns

Modellerstellung digital:

- Biss-Scan im Protrusionsbiss
- Upload über
 - SIRONA Connect Case Center
 - 3Shape Communicate
 - MEDIT Link
 - Dexis Connect
 - WeTransfer an info@otten-dental.de

Patienteninformationen:

- Patientename
- Versicherungsart GKV/PKV
- XML-Nummer (wenn schon vorhanden)
- gewünschtes Modell D-SAD/X3
- sonstige Besonderheiten (z.B. Asthma, fragile Zähne, etc.)

Allgemeine Hinweise:

- Achtung bei partiellen Prothesen: Scans/Abdrücke mit und ohne Prothese
- Ältere Kunststoffzähne im Seitenzahnbereich ggf. retentiv beschleifen
- Composit-Buttons möglich bei wenig Retention